



TePe – Dbamy o Zdrowy Uśmiech

TePe Munhygienprodukter AB

Bronsåldersgatan 5

213 76 Malmö

Sverige

Tel +46 (0)40-670 11 05

Fax +46 (0)40-670 11 11

info@tepe.se

www.tepe.se

TePe jest szwedzkim przedsiębiorstwem, które od 1965 roku rozwija, produkuje i rozprowadza wysokiej jakości produkty dla zapewnienia dobrej higieny jamy ustnej. Wzornictwo, rozwój i produkcja realizowane jest w siedzibie firmy w Malmö, Szwecja. Kontrola nad całym procesem od pomysłu do gotowego produktu, daje nam możliwość skupienia się na najważniejszej zalecie – jakości. Równocześnie proces wytwarzania ma w najwyższym stopniu wzgląd na środowisko. Rezultatem jest kompletny asortyment dla higieny jamy ustnej. Ciągła współpraca z ekspertami zapewniła nam stabilną pozycję na międzynarodowej arenie. Na dzień dzisiejszy, nasze produkty znajdują się w więcej niż 40 państwach na świecie.





We care for healthy smiles





Wyprodukowane w Szwecji,
stosowane na całym świecie.

Spis treści

Szczoteczki	4
Szczoteczki interdentalne	8
TePe Mini Flosser™ i taśma do zębów	12
Wykałaczki	14
Czyścik do języka	15
Szczoteczki specjalistyczne	16
Akcesoria	19
Informacja marketingowa	20
Produkty demonstracyjne	22
Stojaki na produkty	23



Szczoteczki TePe – spełniające Twoje oczekiwania


Wszystkie szczoteczki TePe są efektywne, wytrzymałe i przyjazne w użyciu. Szczyt włosa jest zaokrąglony dla delikatnego oczyszczania. Ergonomicznie uformowane uchwyty są produkowane z polipropylenu, przyjazne środowisku.



Supreme – spełniające Twoje oczekiwania

Supreme ma włosie na dwu poziomach dla lepszego dojścia. Długie, uformowane stożkowo łatwo dopasowuje się do kształtu zęba, wchodzi głębiej między zęby i jednocześnie oczyszcza granicę przyzębia. Natomiast krótkie miękkie włosie oczyszcza pozostałe powierzchnie zęba.

- wchodzi głębiej między zęby
- delikatna dla dziąseł
- miękka i przyjemna




Włosie na dwu poziomach dla optymalnego oczyszczania.



Długie stożkowo uformowane włosie wchodzi głębiej między zęby.

Rada



Funkcjonują doskonale przy aparatach ortodontycznych.



różowy szczyt - x-soft żółty szczyt - soft niebieski szczyt - medium

Nova – szczyt włosa dla lepszego dojścia

Nova ma zwężającą się główkę, czyszczącą szczytem dla lepszego dojścia. Specjalnie stworzona do czyszczenia tylnych powierzchni zębów trzonowych i innych powierzchni, do których trudno jest dotrzeć.

- specjalnie sprofilowana do dokładnego czyszczenia
- mocny uchwyt z miejscem na kciuk
- szyjkę szczoteczki można zagiąć bez podgrzewania





Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Select – szczoteczka, dla wszystkich

Select jest dobrej jakości szczoteczka z wygodnym uchwytem, zwężającą się główką, z włosiem zaokrąglonym dla łagodnego i efektywnego oczyszczania.

Dla tych, którzy preferują super-miękką szczoteczkę można polecić Gentle Care, opisana na stronie 18.

- zwężająca się główka
- główka szczoteczki w dwu rozmiarach
- wygodny uchwyt



Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Select Compact – szczoteczka z mniejszą główką

Select Compact jest lubiana przez tych, którzy preferują nieco mniejszą główkę szczoteczki. Odpowiada tym, którzy mają małe usta, trudności z ich otwieraniem, lub kłopoty z odruchem wykrztusnym.



Dostępna w trzech opcjach: ekstra miękka, miękka i średnia.


Classic – klasyczny kształt

Classic ma prostokątną główkę szczoteczki i taki sam wygodny uchwyt jak modele Select. Ma proste lub faliste włosie. Poleca się dla dorosłych, którzy preferują trochę większą główkę szczoteczki.

Rada



Wszystkie szczoteczki TePe można zagiąć dla wygodniejszego stosowania. Podgrzać szyjkę szczoteczki pod gorącą bieżącą wodą, zagiąć i oziębic w wodzie.



Zaokrąglone włosie do łagodnego oczyszczania.

Więcej niż co czwarta szczoteczka jaką kupuje się w Szwecji pochodzi od TePe.*

* Źródło: AC Nielsen Scan track rolling year 2005-2006, DVH + Åhléns + Kicks + Apoteket.



Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Select Compact – szczoteczka do małych ust

Select Compact ma mniejszą główkę, ale ten sam przyjemny uchwyt jak większy model Select. Uchwyt daje małej ręce dobre utrzymanie, a równocześnie ułatwia dorosłym pomoc w czyszczeniu zębów dziecku. Select Compact polecamy dzieciom do 12 lat.

- mała główka szczoteczki
- uchwyt, który pasuje zarówno dzieciom jak i dorosłym
- z różnymi motywami zwierząt




Select Zoo z motywami zwierząt zaprojektowane przez TePe.



Compact Tuft – do wyrzynających się zębów tylnych


Compact Tuft jest zagiętą pod kątem szczoteczką z gęstym, uformowanym w kopułę krótkim ekstra miękkim włosiem. Mała, elastyczna główka pozwala dotrzeć do trudno dostępnych powierzchni.

- mała i elastyczna
- ekstra miękkie włosie




Zapobiega próchnicy w szczelinach nowo wyrzynających się zębów trzonowych.

Ponownie tworzący się osad (kolorowa powierzchnia) 48 godzin po fachowym oczyszczaniu.



Wyrzynający się trzonowiec.



Zupełnie wyrżnięty trzonowiec z funkcją żucia.

Modyfikacja TePe za zezwoleniem prof. Per Axelsson



TePe szczoteczki interdentalne

Wszystkie nasze szczoteczki interdentalne są wyprodukowane zgodnie ze szwedzkim doświadczeniem w dziedzinie stomatologii. Mają one włosie najwyższej jakości oraz powlekany plastikiem drut, by efektywnie i delikatnie oczyszczają.




Różowy	Pomarańczowy	Czerwony	Niebieski	Żółty	Zielony	Liliowy	Szary
0,4 mm	0,45 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	1,1 mm	1,3 mm


- rozmiary kodowane kolorami
- drut powlekany plastikiem
- ergonomiczny uchwyt

TePe szczoteczki Interdentalne – 'Original' - unikalny wzór


TePe szczoteczki Interdentalne 'Original' są produkowane w ośmiu rozmiarach by dopasować się zarówno do małych jak i dużych przestrzeni międzyzębowych. Unikalny uchwyt TePe jest dogodny, stabilny a kodowanie kolorami pomaga pacjentom zapamiętać swój rozmiar.





Można lekko zagiąć szczoteczkę by dojść do tylnych zębów, nie odginać ich na powrót...




...lecz użyć należy innej, prostej szczoteczki dla zębów przednich



Efektywne oczyszczanie przy implantach, oraz stałych aparatach ortodontycznych.



Rada



Ważne jest, by wybrać odpowiedni rozmiar. Włosie szczoteczki ma wypełnić całą przestrzeń międzyzębową. Szczoteczki interdentalnej nie należy nigdy wciskać na siłę.



Przypadki użycia:

- Po zabiegach operacyjnych
- Do efektywnego oczyszczania implantów
- Przy stanach zapalnych błon śluzowych
- Podczas suchości w ustach
- W nadwrażliwości szyjek zębowych
- ... i dla wszystkich wybierających miękką szczoteczkę

TePe szczoteczki Interdentalne ekstra miękkie

– bardziej miękka alternatywa

Unikalna seria szczoteczek interdentalnych ze specjalnie wybranym, bardziej miękkim włosiem dla zapewnienia delikatności oczyszczanych powierzchni. Rekomenduje się przy wrażliwej śluzówce i przy stanach zapalnych tkanek miękkich, jak np. liszaj dziąseł oraz przy braku mocnych tkanek dookoła implantatu. Dobre dla tych którzy preferują miękką szczoteczkę.

Kody kolorów i rozmiary ekstra miękkich szczoteczek odpowiadają szczoteczkom TePe – 'original'.


- ekstra miękkie włosie
- pięć rozmiarów kodowanych kolorami
- drut powleczony plastikiem
- ergonomiczny uchwyt

TePe szczoteczki Interdentalne

Międzynarodowy standard dla szczoteczek interdentalnych.

TePe szczoteczki Interdentalne są testowane i spełniają wymagania międzynarodowego standardu EN ISO 16409:2006.

Zgodnie z (tym) standardem dzieli się szczoteczki na rozmiary, które określają najmniejszą przestrzeń międzyzębową jaką szczoteczka może przejść (z angielskiego: passage hole diameter, PHD).



Średnica drutu



Przeźreń międzyzębowa (PHD)

Rozmiar szczoteczki

	Średnica drutu	Przeźreń międzyzębowa (PHD)	Rozmiar szczoteczki
■ Różowy	0,4 mm	0,6 mm	0
■ Pomarańczowy	0,45 mm	0,7 mm	1
■ Czerwony	0,5 mm	0,9 mm	2
■ Niebieski	0,6 mm	1,1 mm	3
■ Żółty	0,7 mm	1,3 mm	4
■ Zielony	0,8 mm	1,6 mm	5
■ Liliowy	1,1 mm	2,0 mm	6
■ Szary	1,3 mm	2,6 mm	7



Opakowanie kliniczne

Każde opakowanie zawiera 25 szczoteczek interdentalnych, wszystkie tego samego rozmiaru zaopatrzone w zatyczkę (poza szarą). Używa się do wypróbowania odpowiedniego rozmiaru i instrukcji pacjenta.



Model zębowy

Model zębowy jest doskonałą pomocą do prostej informacyjnej instrukcji pacjenta. Kolorami zaznaczono przestrzenie międzyzębowe. Wskazują jaki rozmiar szczoteczki interdentalnej jest odpowiedni.

Więcej informacji o modelu zębowym na str. 22

Prace badawczo-naukowe wskazują na to, że szczoteczka interdentalna w porównaniu z nitką zębową, jest nie tylko bardziej efektywna, by usunąć plack, ale przez pacjentów uważana jako łatwiejsza w użyciu.

Christou V, et al

Comparison of Different Approaches of Interdental Oral Hygiene: Interdental Brushes Versus Dental Floss.

J Periodontol. 1998 Jul; 69(7): 759-764.



Micro stelaż – wygodne przechowywanie

Mały i poręczny stelaż na higieniczne przechowywanie szczoteczek interdentalnych TePe. Mieści 4 szczoteczki interdentalne, a dodatkowe otwory powodują, że szczoteczka szybko wysycha. Dostępne w kilku pastelowych kolorach.

Wysokość: 4 cm Szerokość: 7,5 cm Głębokość: 3,5 cm



Plastikowe zatyczki mogą być użyte do higienicznego zamykania szczoteczki interdentalnej oraz do przedłużenia uchwytu podczas czyszczenia.

"... patients were able to improve clinical periodontal outcomes by interdental cleaning, particularly with interdental brushes..."

Jackson M.A, et al

Comparison of Interdental Cleaning Methods: A Randomized Controlled Trial.

J Periodontol. 2006 Aug; 77(8): 1421-1429.




TePe Proximal™ – z długim uchwytem

Dla wszystkich którzy preferują szczoteczkę międzyzębową z długim uchwytem zaleca się TePe Proximal, która ułatwia oczyszczanie między tylnymi zębami równocześnie od strony podniebiennej i językowej. Dla najlepszego dościa można wybrać dwie różne pochyłości szczoteczki.


Kody kolorów i rozmiary TePe Proximal oraz TePe szczoteczek interdentalnych są zgodne ze sobą.



- siedem kolorów kodowanych rozmiarów
- drut powleczony plastikiem
- wymienne szczoteczki



Łatwo użyć po podniebiennej i językowej stronie.



Zatrask dla łatwego umocowania wymiennej szczoteczki.


Szczoteczka oczyszcza tylko 60% z powierzchni zębów.

TePe Mini Flosser™ – prosty sposób czyszczenia

Mały uchwyt dla nitki zębowej, który jest prosty w użyciu, specjalnie dla tych którzy uważają, że używanie samej nici jest trudne. Nitka jest cienka i wchodzi łatwo przez punkty styczne, jest odporna na ścieranie, i dlatego można TePe Mini Flosser używać wielokrotnie. Górna część uchwyty jest uformowana płasko, tak by można było z pomocą przeciwstawnych zębów ostrożnie i pewnie wprowadzić nitkę na miejsce przy ściśniętych zębach. Uchwyt jest uformowany tak by leżał dobrze w ręce i miał kilka możliwości jego stosowania.




- płasko uformowany uchwyt, który ułatwia sposób użycia
- łatwo przechodzi przez punkty styczne
- nitka odporna na ścieranie.



Lekko dociśnij
a nitka znajdzie
się w dogodnym
położeniu.



Uchwyt można trzymać na kilka wygod-
nych sposobów.




Nitka poszerza się w
trakcie oczyszczania.

Pokrowiec

Każde opakowanie zawiera praktyczny pokrowiec.

1- opakowanie

jest dostępny także w opakowaniach pojedynczych, idealny
jak próbka dla pacjenta.



"Próchnica na powierzchniach międzyzębowych jest nadal problemem wśród młodzieży"*



Taśma dentystyczna – dla wąskich przestrzeni

Taśma TePe łatwo przechodzi przez ściśnięte punkty stykowe. Taśma jest płaska, wytrzymała i nie strzępi się. Jest także dostępna w małej praktycznej i kieszonkowej wersji (2m).


- łatwo przechodzi przez ściśnięte zęby
- nie strzępi się
- dostępna w praktycznym opakowaniu kieszonkowym

*** Moberg Sköld U**

On Caries Prevalence and School-Based Fluoride Programmes in Swedish Adolescents.
Swed Dent J Suppl. 2005; (178): 11-75.

TePe Wykałaczki – doskonała jakość

Także dzisiaj jest ten klasyczny produkt wysoko ceniony. Asortyment wykałaczek powiększył się o dwie mniejsze z drewna i jedną bardzo ciekawą z plastiku. Wszystkie nasze wykałaczki posiadają kształt zgodny z naturalną formą przestrzeni międzyzębowej.



Wykałaczki drewniane – szwedzki klasyk

Wybrane części z drzewa brzozy i lipy równocześnie z zaawansowanym procesem produkcyjnym, dają naszym wykałaczkom najwyższą jakość. Wykałaczki z drzewa nasączone fluorem wzmacniają dodatkowo szkliwo i ochraniają przed próchnicą.

- trzy rozmiary
 - impregnowane fluorem
 - trójkątne uformowanie
- | |
|-----------------------|
| ■ ekstra małe, brzoza |
| ■ małe, brzoza |
| ■ średnie, lipa |

TePe drewniane wykałaczki z fluorem

- uwalniają fluor szybko i efektywnie tam gdzie to potrzebne najbardziej; w okolicach punktów stykowych.
- podnoszą poziom fluoru w przestrzeniach międzyzębowych do godziny czasu po użyciu.

Kashani H, Birkhed D, Petersson L.G. Fluoride concentration in the ap-proximal area after using toothpicks and other fluoride-containing products. *Eur J Oral Sci.* 1998 Feb; 106(1): 564-570.

Särner B, Lingström P, Birkhed D. Fluoride release from NaF- and AmF-impregnated toothpicks and dental flosses in vitro and in vivo. *Acta Odontol Scand.* 2003 Oct; 61(5): 289-296.



Wykałaczka plastikowa – płaska i elastyczna

Płaska wykałaczka do czyszczenia bardzo wąskich przestrzeni międzyzębowych. Wygodny uchwyt oraz elastyczny plastik powoduje, że bez problemu dotrzemy do tylnych zębów. Lekko chropowata powierzchnia czyni czyszczenie jeszcze bardziej efektywnym.

Po użyciu wykałaczkę można opłukać w wodzie do ponownego użycia. Mały praktyczny pojemnik, załączony do opakowania, pasuje także do wykałaczek drewnianych.

- bardzo płaskie
- miękkie i elastyczne
- nadają się do ponownego użycia

Pojemnik do wykałaczek można dostosować do Państwa wymagań poprzez odpowiedni nadruk reklamowy. Więcej szczegółów na stronie 20.



TePe Czyścik do języka

– dla świeżego oddechu

Używanie czyścika zapobiega przykremu zapachowi z ust. Usuwanie nalotu bakteryjnego z języka polepsza stan jamy ustnej.



Czyścik ma trzy miękkie wyprofilowane powierzchnie zaprojektowane zgodnie z naturalnym kształtem języka. Dobrze przetestowany i giętki czyścik sprawia, że tylko jeden ruch wystarczy do efektywnego oczyszczenia. Łagodne zaokrąglenia zmniejszają odruch wykrztuśny.

- przeciwdziała przykremu zapachowi z ust
- efektywnie czyści z „potrójnym-efektem”
- mały i giętki

“... tongue scraping appears to be the most important hygienic procedure to reduce morning bad breath in periodontally healthy subjects.”

Faveri M, et al

A cross-over study on the effect of various therapeutic approaches to morning breath odour.

J Clin Periodontol. 2006 Aug; 33(8): 555-560.


Specjalistyczne szczoteczki TePe

Jako dodatek do zwykłych szczoteczek TePe ma inne specjalistyczne szczoteczki dopasowane do grup pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie szczoteczki są zaprojektowane we współpracy z ekspertami.





Compact Tuft – mała i zgrabna

Compact Tuft jest szczoteczką kątową, jednojęzyczkową. Doskonale uformowana wiązka włosów szczoteczki pozwala dotrzeć do trudno dostępnych powierzchni.



Oczyszczanie wzdłuż brzegu dziąsła i przy wyrzynającym się zębie mądrości.



Efektywne oczyszczanie dookoła uchwytów belki dla protez.


Przypadki użycia:

Wzdłuż brzegu dziąsła
Wyrzynające się zęby mądrości
Trudnodostępne powierzchnie





InterSpace – dla trudnodostępnych powierzchni


Stożkowa szczoteczka z przyciętym włosiem ułatwia dojście przy implantach i stałych aparatach ortodontycznych. Dogodna także przy trudno dostępnych powierzchniach zębów jak bifurkacje i powierzchnie dystalne tylnych zębów. Możliwie dogodnie ustawić szczoteczkę pod odpowiednim kątem.



Wspomaga oczyszczanie podniebienne i językowe w przypadku implantów.



Przy stałych aparatach ortodontycznych oraz powierzchni dystalnej ostatniego zęba.



Przypadki użycia:

Implanty
Stałe aparaty ortodontyczne
Trudnodostępne powierzchnie




medium soft x-soft





Szczoteczka Implantacyjno/Ortodontyczna

Dodatkowo mała, dwurzędowa główka w kombinacji ze zginaną szyjką, ułatwia oczyszczanie przy implantach i aparatach ortodontycznych. Można spróbować także szczoteczek interdentalnych TePe do efektywnego czyszczenia przy implantach i aparatach (zobacz strona 8).

- bardzo mała główka szczoteczki
- miękkie włosie



Czyszczenie szyjek implantów po policzkowej stronie.




Efektywne czyszczenie przy aparatach ortodontycznych.



Szczoteczka do czyszczenia protez

Szczoteczka do protez ma dodatkowo długie, mocne włosie dla dobrego dojścia i efektywnego czyszczenia protezy. Uformowanie daje szczoteczkę dyskretny wygląd, który przypomina konwencjonalną szczoteczkę.

- Falisty profil włosa wspomaga efektywne czyszczenie.
- wygląda jak zwykła szczoteczka.



Można zagiąć uchwyt do tyłu dla wygodnego i stabilnego utrzymania.





Special Care – dla delikatnych ust

Special Care ze swymi 12000 sztuk bardzo miękkiego włosa jest wyjątkowo łagodna i rekomendowana po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej oraz przy bardzo wrażliwej śluzówce.

Special Care Compact, z mniejszą główką szczoteczki, jest dogodną alternatywą przy opuchnięciach i trudnościach z otwieraniem ust.

Przypadki użycia:

Po operacjach
Wyjątkowa suchość w ustach
Liszaj dziąseł
Afty i opryszczka
Trauma
Po naświetlaniach



Gentle Care – miękka i delikatna

Gentle Care poleca się tej samej grupie pacjentów co Special Care, ale jest ona dopasowana osób, które mogą używać lekko twardszej szczoteczki. Poleca się po operacjach, jako następny krok po użyciu Special Care. Gentle Care można także używać jako alternatywa dla zwykłych szczoteczek, np. przy wrażliwych szyjkach lub przy stanach zapalnych dziąseł.

Przypadki użycia:

Po operacjach
Suchość w ustach
Wrażliwe szyjki zębów
Stany zapalne dziąseł




Miękość Gentle Care jest między Select X-Soft a Special Care.

Akcesoria – praktyczne i funkcjonalne



Ergonomiczny uchwyt

Ten dodatek ułatwia czyszczenie zębów tym którzy mają trudności z utrzymaniem zwykłej szczoteczki, np.: reumatycy. Daje on stabilny uchwyt i waży tylko 30 g. Uchwyt pasuje do większości szczoteczek TePe.



Łatwy do nałożenia
jak i zdjęcia.

- dla osób ze zmniejszoną motoryką ręki
- waży tylko 30 gram
- proste zakładanie i zdejmowanie

Ergonomiczny uchwyt jest wykonany przy współpracy z dyplomowanymi terapeutami z Centrum Wsparcia przy Klinice Reumatologii i Chirurgii ręki, przy Szpitalu Uniwersyteckim MAS w Malmö, Szwecja.



Mała i praktyczna nakładka na szczoteczkę

Mała nakładka jest dostępna w kilku pastelowych kolorach i pasuje do większości szczoteczek TePe. Zajmuje mało miejsca w torbie podróżnej, a zaprojektowane otwory powodują, że szczoteczka szybko wysycha.



Pojemnik – idealny w czasie podróży

Pojemnik pasuje do większości szczoteczek TePe. Odpowiednio zaprojektowane otwory powodują, że włosie szczoteczki szybko wysycha. Dostępny w kilku pastelowych kolorach.

Informacja marketingowa

Efektywny sposób by promować swoją działalność gospodarczą to wydrukować własny tekst na szczoteczkach TePe Select lub opakowaniach wykałaczek. Drukujemy nazwy, znaki lub inne wymagane wzory w wybranej czcionce i kolorze. Jeżeli taka forma reklamy brzmi dla Państwa interesująco, prosimy o kontakt!



Druk na szczoteczkach:

- wydruk logotypu i tekstu,
- drukowanie jedno lub dwustronne
- duży wybór kolorów uchwytu
- dowolny wybór czcionki
- dowolny wybór koloru druku



Na opakowaniach wykałaczek zapraszamy do:

- wydruk logotypu i tekstu
- drukowanie jedno lub dwustronne
- dowolny wybór czcionki
- dowolny wybór koloru druku



Dbamy o Zdrowy Uśmiech

Wiele badań wskazuje na związek między paradontozą a innymi problemami zdrowotnymi. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie stomatologii w celu zwiększenia świadomości o podstawowych czynnościach prowadzących do poprawy higieny jamy ustnej. Nasze produkty są zaprojektowane we współpracy z profesjonalistami tak, aby higiena jamy ustnej na najlepszym możliwym poziomie była osiągalna dla każdego.

Persson G.R, et al. Chronic periodontitis, a significant relationship with acute myocardial infarction. *Eur Heart J.* 2003 Dec; 24(23): 2108-2115.

Buhlin K, et al. Oral health and cardiovascular disease in Sweden. *J Clin Periodontol.* 2002 Mar; 29(3): 254-259.

Shimazaki Y, et al. Relationship Between Electrocardiographic Abnormalities and Periodontal Disease: The Hisayama Study. *J Periodontol.* 2004 Jun; 75(6): 791-797.

Söder B, et al. Early Carotid Atherosclerosis in Subjects With Periodontal Diseases. *Stroke* 2005 Jun; 36(6): 1195-1200.

Produkty demonstracyjne – dla informacji i szkoleń

Użyj produktów demonstracyjnych i materiałów informacyjnych TePe dla Twojego pacjenta by w prosty sposób motywować do poprawnej techniki czyszczenia zębów i regularnej higieny jamy ustnej.



Model Zębowy

Ręcznie wykonany model zębowy jest specjalnie zaprojektowany by w dokładny sposób pokazać i instruować jak poprawnie oczyszczać zęby właściwymi szczoteczkami. Zaznaczone przestrzenie na modelu zębowym odpowiadają rozmiarom szczoteczek Interdentalnych TePe.

Model zębowy ukazuje:

Ściśnięte zęby
Bifurkację III stopnia
Wyrastający ząb mądrości
Brak zęba



Walizka Demonstracyjna z produktami TePe

Zawiera wszystkie produkty TePe. Jest niezastąpioną pomocą w gabinecie jako środek edukujący pacjenta do utrzymania właściwej higieny jamy ustnej na różne sposoby. Każde opakowanie walizki demonstracyjnej posiada miejsce na model zębowy, który zamawia się osobno.

Wysokość: 28 cm Szerokość: 34 cm Głębokość: 8 cm



Materiały informacyjne

TePe oferuje różnorodne materiały informacyjne dla pacjentów.

Stojaki na produkty TePe – dla przejrzystej ekspozycji

W stojaku TePe asortyment jest eksponowany w sposób widoczny i przejrzysty. Prezentujemy kilka rozmiarów i modeli dla dogodnej ekspozycji i przechowania.



Mały

Cztery zdejmowane uchwyty

Wysokość: 4,5cm Szerokość: 19cm Gł.: 8cm



Mini

Wysokość: 20cm Szerokość: 40cm Gł.: 18cm



Średni

Dziesięć zdejmowanych uchwytów.

Wysokość: 48cm Szerokość: 42cm Gł.: 22cm



Duży

Ośiem zdejmowanych uchwytów i osiem pojemników.

Stojak można zamontować na ścianie.

Wysokość: 85cm Szerokość: 38cm Gł.: 22cm