



Nowe zęby - nowy wymiar higieny

TePe oferuje szeroki asortyment specjalistycznych szczoteczek do efektywnego oczyszczania przy implantach.

Made in Sweden



www.tepe.com

TePe produkty do higieny przy implantach

TePe Implant Brush




Dwurzędowa główka w kombinacji ze zginaną szyjką, ułatwia oczyszczanie przy implantach.

TePe Interdental Brush **original**



Szczoteczki międzyzębowe TePe 'Original' są dostępne w ośmiu rozmiarach. Każda szczoteczka posiada drut powleczony plastikiem oraz ergonomiczny uchwyt by efektywnie i delikatnie oczyszczać implanty.



TePe Interspace™



Stożkowa szczoteczka z przyciętym włosiem ułatwia dojście. Można dogodnie ustawić szczoteczkę pod odpowiednim kątem. Wspomaga oczyszczanie podniebienne i językowe.

TePe Compact Tuft™



Szczoteczka kątowa, jednopęczkowa umożliwia efektywne oczyszczanie wokół belki protezy.


The softer choice

TePe Special Care



12000 sztuk bardzo miękkiego włosia. Jest wyjątkowo łagodna i rekomendowana po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej oraz przy bardzo wrażliwej śluzówce.

TePe Gentle Care



Poleca się po operacjach, jako następny krok po użyciu Special Care. Gentle Care można także używać jako alternatywę dla zwykłych szczoteczek, np. przy wrażliwych szyjkach lub przy stanach zapalnych dziąseł.

TePe Interdental Brush **extra soft**



Ekstra miękkie włosie, pięć rozmiarów, drut powleczony plastikiem. Rekomenduje się przy wrażliwej śluzówce i przy stanach zapalnych tkanek miękkich, jak np. przy Peri-implantitis. Po zabiegach operacyjnych na przyzębiu oraz przy Mucositis.

Implant complications demanding extensive treatment is quite common. After 10 years, 16% of the patients with implants have problems with extensive infection and bone loss.

Renvert S
Swed Dent J, 13, 2007.

"Peri-implant lesions are a common clinical entity after 10-14 years."

Roos-Jansäker A-M
Long time follow up of implant therapy and treatment of peri-implantitis.
Swed Dent J, Suppl. 188, 2007.

Producent:

TePe Munhygienprodukter AB
Bronsäldersgatan 5
213 76 Malmö
Sweden
info@tepe.com

Dystrybutor w Polsce:

Żuchowski Dental

ul. Pucka 59, 70-848 Szczecin
Tel. +48 (91) 4690163
Fax +48 (91) 4691161
www.zuchowskidental.pl